



Rode kool

Gemalen (IDDSI 5)

Ingrediënten	Hoeveelheid
Rode kool (uit pot)	200 gram
Groentebouillon of thee	50 ml

Bereidingswijze in het kort

Formaat kom klein

Stand machine 2 (zonder bouillon of thee) 2 (met bouillon of thee)

Draaischema 20/20 sec. 10 sec.

Bereidingswijze

- Warm de rode kool op (zorg ervoor dat het goed warm is want tijdens het malen koelt alles snel af) en doe hem in de kom.
- Laat de machine **zonder bouillon of thee** 20 seconden draaien op stand 2 zodat de rode kool in kleine stukjes gehakt wordt.
- Duw met de spatel de omhooggevlogen stukjes naar beneden en laat de machine dan weer 20 seconden draaien op stand 2.
- Duw met de spatel de omhooggevlogen stukjes naar beneden. Giet dan de warme bouillon of thee bij de gehakte rode kool en laat de machine nog 10 seconden draaien op stand 2.

