



Witte rijst

Homogeen gemalen (IDDSI 4)

Ingrediënten

Witte rijst
Groentebouillon of thee

Hoeveelheid

175 gram
230 ml

Bereidingswijze in het kort

Formaat kom klein

Stand machine 2

Draaischema 60/60 sec.

Bereidingswijze

- Doe de rijst in de kom.
- Meet de bouillon of thee af, warm hem op in de magnetron en giet hem bij de rijst in de kom.
- Laat de machine 60 seconden draaien op stand 2.
- Duw met de spatel de omhooggevlogen stukjes naar beneden. Laat de machine dan weer 60 seconden draaien op stand 2.

Let op!

Door het zetmeel in de rijst gaat de gemalen voeding nog binden als je het laat staan en dus dikker worden. Dit gebeurt vrij snel, serveer daarom direct na het malen om de juiste dikte te behouden.

